

Soluciones Point of Care (POC)

Su laboratorio rápido, fiable, con poco volumen de muestra y que permite consulta de acto único



DCA Vantage



DIABETES

Resultados HbA1c en 6 minutos y ratio A:C en 7 minutos

Volumen de muestra HbA1c 1 μ L mediante punción digital

Microalbúmina / Creatinina 40 μ L de orina

Cartuchos monotest con los reactivos de inmunoensayo incorporados

GASOMETRÍA

Blood Analysis System

Resultados en menos de 3 minutos

Transmite los resultados a la historia clínica electrónica (EMR / LIS / HIS) en segundos

Sólo se requieren 92 μ L de sangre para el panel completo de pruebas

Sistema de tarjeta con 11 parámetros integrados



Clinitek Status

URIANÁLISIS



Resultados en 1 minuto

Sistema de tiras Multistix con todos los parámetros de rutina integrados

Sumerja la tira en la muestra de orina, colóquela en la bandeja y el analizador hará el resto

También disponibles tiras para las ratios A-C / P-C y test de embarazo

COAGULACIÓN

Xprecia Stride

Sólo requiere 6 μ L de volumen de muestra

Sistema de punción digital

Resultados casi automáticos, en segundos

Rango de 0.8 a 8 INR



MnChip



BIOQUÍMICA

Resultados rápidos y precisos en unos 10 minutos

Sólo se requiere una muestra de 3 gotas de sangre total

Analiza 32 parámetros configurados en 9 paneles diferentes

Sistema de discos de hasta 17 parámetros

INMUNOQUÍMICA

Hasta 30 muestras por hora y capacidad para 50 parámetros diferentes

Sistema de cartuchos e identificación automática del tipo de muestra

Resultados cuantitativos desde 3 minutos sin calibración

Marcadores cardíacos y tumorales, diabetes, hormonas, infecciosos, artritis reumatoide y otros

Ichroma II



Aquila



HEMATOLOGÍA

Analizador hematológico de 3 poblaciones

22 parámetros y hasta 60 pruebas a la hora

Puede operar en modo de tubo cerrado, abierto o micromuestra

Requiere menos de 20 µl de sangre total utilizando punción digital

LR Diagnóstico distribuye Siemens POC en Andalucía y Extremadura



Servicios y Equipamiento
de Laboratorio y Hospital
www.lrdiagnostico.com